

MELATONINE SALIVAIRE

MODALITES DE PRELEVEMENT

<p>MATERIEL</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>5 Tubes à salive</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Sachet plastique transparent</p> </div> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>Demande d'analyses</p> </div>
<p>MANIPULATIONS (A LIRE AVANT DE RECUEILLIR LA SALIVE)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. NOTER SUR CHAQUE FLACON: NOM, PRENOM, ADRESSE, DATE DE NAISSANCE, SEXE, L'HEURE DE PRELEVEMENT, NOM DU MEDECIN 2. LES PRELEVEMENTS SE FONT DIRECTEMENT DANS LES TUBES: LE SOIR A 20H ET 23H LA NUIT A 03H ET 05H LE MATIN A 08H SOIT UN TOTAL DE 5 PRELEVEMENTS 3. REMPLIR LE FLACON JUSQU'AU TRAIT MINIMUM 4. FERMER HERMETIQUEMENT LES FLACONS 5. PLACER LES FLACONS DANS LE SACHET PLASTIQUE TRANSPARENT 6. JOINDRE LA DEMANDE D'ANALYSES CORRECTEMENT REMPLIE ET FERMER LE SACHET PLASTIQUE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 
<p>MODALITE D'ENVOI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 7. VEUILLEZ REMETTRE LES PRELEVEMENTS A VOTRE MEDECIN OU LES DEPOSER DANS UN CENTRE DE PRELEVEMENT INDIQUE PAR CELUI-CI 	
<p>REMARQUE</p>	<p>Tout prélèvement non conforme risque de provoquer des délais dans le rendu des résultats</p> <p>Ne pas récolter la salive lors du saignement des gencives, ni après brossage des dents</p> <p>Le prélèvement se fait de préférence à l'abri de la lumière directe</p> <p>En cas de problème téléphoner au+32 (0) 67/64.52.00</p>	