




PERMEABILITE INTESTINALE

MODALITES DE PRELEVEMENT

MATERIEL		Flacon gradué contenant Lactitol/Mannitol en poudre		Flacon à urine Contenant de la gentamycine)		Sachet plastique transparent		Demande d'analyses						
MANIPULATIONS (A LIRE AVANT DE RECUEILLIR LES URINES)	<ol style="list-style-type: none"> 1. NOTER SUR LE FLACON A BOUCHON BLEU: NOM, PRENOM, DATE DE NAISSANCE, POIDS 2. URINER LE MATIN A JEUN. NE PAS GARDER CES URINES 3. AJOUTER 50 ML D'EAU DANS LE FLACON A BOUCHON JAUNE. MELANGER BIEN JUSQU'À DISSOLUTION COMPLETE. INGERER LA QUANTITE RECOMMANDEE * 4. RECUEILLER LA TOTALITE DES URINES PENDANT LES 5 H QUI SUIVENT L'INGESTION DE LA SOLUTION. UTILISER DE PREFERENCE UN RECIPIENT GRADUE. <p>ATTENTION: PENDANT LES DEUX PREMIERES HEURES, NE RIEN BOIRE NI MANGER PENDANT LES TROIS DERNIERES HEURES, VOUS POUVEZ INGERER DE L'EAU, NON SUCREE, A VOLONTE</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. NOTER LE VOLUME TOTAL DES URINES DE 5 H SUR LE FLACON A BOUCHON BLEU ET SUR LA DEMANDE D'ANALYSES 6. MELANGER LES URINES 7. REPLIR TOTALEMENT LE FLACON A BOUCHON BLEU AVEC UN ECHANTILLON DES URINES RECOLTEES. 8. FERMER HERMETIQUEMENT LE FLACON 9. PLACER LE FLACON DANS LE SACHET PLASTIQUE TRANSPARENT 10. JOINDRE LA DEMANDE D'ANALYSES CORRECTEMENT REMPLIE ET FERMER LE SACHET 						5. 	7. 						
MODALITE D'ENVOI	11. VEUILLEZ REMETTRE LES PRELEVEMENTS A VOTRE MEDECIN OU LES DEPOSER DANS UN CENTRE DE PRELEVEMENT INDIQUE PAR CELUI-CI													
REMARQUE	<p>* Attention, si vous pesez entre:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">0 - 10 Kg: Ingérer 10 ml de la solution</td> <td style="width: 33%;">30 - 40 Kg: Ingérer 40 ml de la solution</td> </tr> <tr> <td>10 - 20 Kg: Ingérer 20 ml de la solution</td> <td>> 40 Kg: Ingérer 50 ml de la solution</td> </tr> <tr> <td>20 - 30 Kg: Ingérer 30 ml de la solution</td> <td></td> </tr> </table>								0 - 10 Kg: Ingérer 10 ml de la solution	30 - 40 Kg: Ingérer 40 ml de la solution	10 - 20 Kg: Ingérer 20 ml de la solution	> 40 Kg: Ingérer 50 ml de la solution	20 - 30 Kg: Ingérer 30 ml de la solution	
0 - 10 Kg: Ingérer 10 ml de la solution	30 - 40 Kg: Ingérer 40 ml de la solution													
10 - 20 Kg: Ingérer 20 ml de la solution	> 40 Kg: Ingérer 50 ml de la solution													
20 - 30 Kg: Ingérer 30 ml de la solution														
<p>Tout prélèvement non conforme risque de provoquer des délais dans le rendu des résultats Le prélèvement se fait A JEUN</p>														
<p>En cas de problème téléphoner au +32 (0) 67/64.52.00</p>														